

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Alpha Internexin Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16352

Numero articolo: CM0008489

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro l'Alpha Internexin umana (INA, Q16352), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui filamenti intermedi neuronali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Alpha Internexin Coniglio mAb
Note/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9118
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 350-450 dell'Alpha Internexin umana (Q16352).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio