

Anticorpo Monoclonale Contro L'alfa-Sinucleina Troncata 1-122 Per Slot Blot, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0006210



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'alfa-sinucleina umana troncata 1-122. Validato per slot blot e ELISA, presenta reattività crociata con la specie umana. È utile per lo studio del morbo di Parkinson, della funzione sinaptica e della patologia amiloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha-synuclein Truncation 1-122 mAb [MJFF-D-10B7]
Annotazioni/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6622
GeneID	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 dell'alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Slot blot, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P37840
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio