

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amfr Per Wb E Elisa - Q9Ukv5

Numero articolo: CM0026568



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'AMFR (gp78) umano, una E3 ubiquitin-protein ligasi coinvolta nella degradazione associata al reticolo endoplasmatico. Validato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e lo stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMFR Rabbit pAb
Note/Alias	GP78; RNF45; AMFR
Specie	Umana
ID gene (Umano)	267
ID gene	267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 384-643 dell'AMFR umano (NP_001135.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9UKV5
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio