


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Amhr2 Per Wb, Elisa - Q16671

Numero articolo: CM0006529



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AMHR2 umano (recettore di tipo 2 dell'ormone anti-Mülleriano). Convalidato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione TGF-beta, la determinazione del sesso e la biologia riproduttiva. Riconosce la proteina AMHR2 umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio AMHR2
Osservazioni/Alias	AMHR; MR2; MISR2; MISR2; AMHR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	269
GeneID	269
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-144 di AMHR2 umano (NP_065434.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q16671
Peso proteico	63 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio