

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amotl1 Per Wb Ed Elisa - Q8Iy63

Numero articolo: CM0024599

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMOTL1 umano (proteina simile all'angiomotina 1) validato per Western blot ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMOTL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JEAP; AMOTL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	154810
ID Gene	154810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 810-900 di AMOTL1 umano (NP_570899.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IY63
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio