

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ampka1/Ampka2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0014971



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro le subunità catalitiche alfa-1 e alfa-2 di AMPK, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio AMPKa1/AMPKa2
Note/alias	AMPKa1/AMPKa2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-300 di PRKAA1/PRKAA2 umano (NP_006242.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso della proteina	64 kDa/65 kDa/62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante