


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Annexin A1/Anxa1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

Numero articolo: CM0004648



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro l'Annexin A1 (ANXA1) umana, validato per Western Blot, IHC, ICC, IP ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e l'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] Annexin A1/ANXA1 Rabbit mAb
Note/Alias	ANX1; LPC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 2-346 dell'Annexin A1/ANXA1 umana (NP_000691.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04083
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio