

Anticorpo Policlonale Anti-Ano1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Numero articolo: CM0014823

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ANO1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Il target è un canale del cloro calcio-attivato da 114 kDa (TMEM16A/DOG1) fondamentale per il trasporto ionico e gli studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANO1 Rabbit pAb
Note/Alias	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55107
ID Gene	55107
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 di ANO1 umano (NP_060513.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q5XXA6
Peso proteico	114 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio