

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ano2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Numero articolo: CM0029993

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ANO2 umano (Anoctamina-2/TMEM16B), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murina e ratto. È coinvolto nell'attività del canale cloruro attivato da calcio nel sistema olfattivo e visivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANO2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	57101
ID genico	57101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ANO2 umano (NP_001265526.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ90
Peso proteico	114 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio