

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-AP1G1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43747

Numero articolo: CM0003510



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-AP1G1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce la subunità gamma-1 del complesso AP-1 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio del sorting e del traffico proteico mediato dalla clatrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-AP1G1
Note/Alias	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	164
ID gene	164
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 723-822 dell'AP1G1 umano (O43747)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43747
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio