

Anticorpo Monoclonale Anti-Ap2M1 Per Wb Ed Elisa - Q96Cw1

Numero articolo: CM0002165



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per AP2M1 umano (sottounità mu AP-2), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Rileva una proteina di 50kDa. Ideale per la ricerca sull'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AP2M1 Rabbit mAb
Note/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Specie	Umano
ID Gene (umano)	1173
ID Gene	1173
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 dell'AP2M1 umano (Q96CW1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio