

Anti-AP3S2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Numero articolo: CM0021560

introduzione

Anti-AP3S2 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva AP3S2 umano, murino, ratto, una subunità del complesso AP-3 coinvolta nel traffico vescicolare dall'apparato di Golgi al lisosoma. Per studi sul trasporto cellulare e lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AP3S2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10239
Gene ID	10239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-193 dell'AP3S2 umano (NP_005820.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P59780
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio