


Pab Di Coniglio Anti-Apobec2 Per Wb Ed Elisa - Q9Y235

Numero articolo: CM0020431



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro APOBEC2 umano (ARP1/ARCD1), validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto alla ricerca sulla regolazione epigenetica e sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio APOBEC2
Note/alias	ARP1; ARCD1; APOBEC2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	10930
ID del gene	10930
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 di APOBEC2 umano (NP_006780.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y235
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante