

Anticorpo Policlonale Anti-Aqp2 Per Ihc-P, Elisa - P41181

Numero articolo: CM0015569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'AQP2 umano, convalidato per IHC-P ed ELISA.

Reagisce incrociato con il mouse. Rileva una proteina di 29 kDa. Ideale per ricerche sull'omeostasi idrica renale e sui dotti collettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AQP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	359
ID Gene	359
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 147-271 dell'AQP2 umana (NP_000477.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	P41181
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio