

Anticorpo Policlonale Anti-Aqp2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41181

Numero articolo: CM0021623



introduzione

AQP2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; rileva AQP2 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sul trasporto renale dell'acqua e sul diabete insipido.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AQP2 Rabbit pAb
Note/alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	359
GeneID	359
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 147-271 di AQP2 umano (NP_000477.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41181
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio