

Anticorpo Policlonale Anti-Aqr Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60306

Numero articolo: CM0027331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'elicasi dell'RNA aquarius (AQR/IBP160). Adatto per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Questo anticorpo è ideale per studiare lo splicing dell'pre-mRNA, la biogenesi degli snoRNP e l'attività di elicasi dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AQR Rabbit pAb
Note/Alias	IBP160; fSAP164; AQR
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9716
GenelD	9716
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-700 di AQR umano (NP_055506.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60306
Peso Proteico	171kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio