

## Anticorpo Policlonale Anti-Arhgef3 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Nr81

Numero articolo: CM0031007

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ARHGEF3 umano (GEF3/STA3/XPLN), validato per WB e ELISA, rileva specie umane e murine. Adatto per la ricerca sulla segnalazione RhoA/RhoB e sulla dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ARHGEF3 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3                                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GenelD (Umano)      | 50650                                                                                                                           |
| GenelD              | 50650                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 287-526 di ARHGEF3 umano (NP_062455.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9NR81                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |