

Anticorpo Monoclonale Anti-Arid1A Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Numero articolo: CM0002468



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ARID1A umano (SWISS: O14497). Adatto per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Immunogeno: frammento proteico ricombinante (aa 1204-1314). Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARID1A Rabbit mAb
Note/Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
Specie	Umano
ID Gene	8289 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1204-1314 di ARID1A umano (O14497)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14497
Peso Molecolare Proteico	242kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio