

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arl4D Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49703

Numero articolo: CM0024094

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ARL4D. Adatto per applicazioni di WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sui processi cellulari mediati da GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARL4D Rabbit pAb
Note/Alias	ARF4L; ARL4D
Specie	Umano
GenelD (Umano)	379
GenelD	379
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 92-201 di ARL4D umano (NP_001652.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49703
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio