


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arpc3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Numero articolo: CM0030860



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ARPC3 umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva livelli endogeni della subunità 3 del complesso proteina 2/3 correlata all'actina (p21-ARC) in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della polimerizzazione dell'actina e della riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARPC3 Rabbit pAb
Note/Alias	ARC21; p21-Arc; ARPC3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 dell'ARPC3 umano (NP_001265485.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15145
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio