

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arrdc4 Per Wb, Elisa - Q8Nct1

Numero articolo: CM0020267

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ARRDC4 umana, validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio delle funzioni della proteina contenente il dominio arrestina 4 nell'endocitosi dei GPCR, nell'assorbimento del glucosio e nella risposta immunitaria innata. Reagisce in modalità crociata con l'essere umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARRDC4 Rabbit pAb
Note/Alias	ARRDC4
Specie	Uomo
ID gene	91947
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di ARRDC4 umana (NP_899232.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8NCT1
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio