

Anticorpo Policlonale Anti-Art5 Per Wb, Elisa - Q96L15

Numero articolo: CM0024938

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ART5 (ARTC5) umano validato per Western blotting (WB) e ELISA. Rileva l'ART5 (32 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca su ecto-ADP-ribosiltransferasi 5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ART5 Rabbit pAb
Note/alias	ARTC5; ART5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	116969
GenelD	116969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-200 dell'ART5 umano (NP_443750.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96L15
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio