


Anticorpo Policlonale Anti-Ascc3 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3C0

Numero articolo: CM0027892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ASCC3 umano (asc1p200/HELIC1), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Rileva una proteina di ~251 kDa coinvolta nella riparazione dell'alkilazione del DNA e nel controllo qualità dei ribosomi. Ideale per uso di ricerca. UniProt Q8N3C0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ASCC3 Rabbit pAb
Note/Alias	RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10973
GeneID	10973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-111 di ASCC3 umano (NP_071374.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N3C0
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio