


Anticorpo Policlonale Anti-Atf2 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numero articolo: CM0022025



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro ATF2 (CREB2, HB16). Adatto per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, l'apoptosi e le vie di risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] ATF2 Rabbit pAb
Note/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1386
GeneID	1386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-190 di ATF2 (NP_001871.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15336
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio