

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atg10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0Y0

Numero articolo: CM0027322

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato ad ATG10, un enzima simile all'E2 che catalizza la coniugazione ATG12-ATG5 durante l'autofagia. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno: peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 120-220.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83734
GeneID	83734
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 120-220 dell'ATG10 umano (NP_113670.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H0Y0
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio