

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atg12 Per Wb, Elisa - O94817

Numero articolo: CM0002160



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ATG12 umano (APG12L) per Western blot ed ELISA. Validato per la ricerca sull'autofagia con reattività crociata su campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATG12 Rabbit mAb
Note/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9140
ID Gene	9140
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 41-140 di Apg12 umano (O94817).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O94817
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio