

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atg12 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Numero articolo: CM0007028



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio ATG12 rileva la proteina ATG12 umana e murina (15 kDa) in WB, IHC-P, IP, ELISA. Ideale per studi sull'autofagia e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio ATG12
Note/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9140
GeneID	9140
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ATG12 umano (NP_004698.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O94817
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio