

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atg7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

Numero articolo: CM0015385

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ATG7 umano (autophagy-related 7). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG7 Rabbit pAb
Note/Alias	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10533
ID Gene	10533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-676 dell'ATG7 umano (NP_006386.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95352
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio