


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atl3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dd88

Numero articolo: CM0015628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATL3 umano (Atlastin-3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica del RE e sulla fusione di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATL3 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	HSN1F; ATL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25923
ID Gene	25923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-440 di ATL3 umano (NP_056274.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6DD88
Peso Molecolare Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio