

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atm Per Wb, Elisa - Q13315

Numero articolo: CM0028845



introduzione

ATM Rabbit pAb validato per WB ed ELISA.
Rileva l'ATM umano, una chinasi serina/treonina da 351 kDa che rileva le rotture a doppia elica del DNA e regola i checkpoint del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	472
GeneID	472
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1900-2000 dell'ATM umano (NP_000042.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q13315
Peso proteico	351kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio