


Anticorpo Policlonale Anti-Atox1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - 000244

Numero articolo: CM0029913



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATOX1 umano (proteina di trasporto del rame ATX1). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'omeostasi del rame e sulla difesa antiossidante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATOX1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATX1; HAH1; ATOX1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	475
GenelD	475
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di ATOX1 umano (NP_004036.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	000244
Peso proteico	7kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio