

Anticorpo Policlonale Anti-Atp2B4 Per Wb, Elisa - P23634

Numero articolo: CM0015087



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ATP2B4 convalidato per WB e ELISA. Bersaglia la pompa calcio ATPasi di membrana plasmatica 4 (PMCA4, P23634) per la ricerca sulla segnalazione cellulare e la motilità spermatica, con reattività crociata verso il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP2B4 Rabbit pAb
Note / Alias	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	493
GeneID	493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1141-1205 dell'ATP2B4 umano (NP_001675.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P23634
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio