

Anticorpo Policlonale Anti-Atp5F1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P24539

Numero articolo: CM0025804



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ATP5F1, una subunità dell'ATP sintasi mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla bioenergetica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP5F1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PIG47; ATP5F1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	515
GeneID	515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 dell'ATP5F1 umano (NP_001679.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P24539
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio