

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp8B3 Per Wb E Elisa - O60423

Numero articolo: CM0020605

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATP8B3, una flippasi ATPasi trasportatrice di fosfolipidi fondamentale per la funzione spermatica. Validato per WB e ELISA con campioni umani. Peso proteico 147kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP8B3 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	ATPIK; ATP8B3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	148229
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-900 di ATP8B3 umano (NP_620168.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O60423
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio