


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aurkc Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

Numero articolo: CM0026852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AURKC umano (Aurora chinasi C), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare le funzioni del complesso passeggero cromosomico, la fosforilazione dell'istone H3 e la divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AURKC Rabbit pAb
Note/Alias	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6795
GeneID	6795
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di AURKC umano (NP_001015878.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQB9
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio