

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Avpr1A Per Wb, If/Icc, Elisa - P37288

Numero articolo: CM0026715



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AVPR1A umano (Recettore V1a della Vasopressina) per WB, IF/ICC, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante (aa 349-418). Adatto per la ricerca sul comportamento sociale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AVPR1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
Specie	Umano
ID Gene	552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 349-418 di AVPR1A umano (NP_000697.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37288
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio