


Anticorpo Policlonale Anti-Axl Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Numero articolo: CM0021064



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore tirosin chinasi umano AXL (UFO), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Adatto per la ricerca sul cancro e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Axl Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Specie	Umano
GeneID (Umano)	558
GeneID	558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di AXL umano (NP_068713.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30530
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio