

Anticorpo Policlonale Anti-B3Gnt6 Per Wb, Elisa - Q6Zmb0

Numero articolo: CM0012996

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al B3GNT6 umano (sintasi core 3). Adatto per Western blot e ELISA, con riportata cross-reattività con il ratto. Ideale per la ricerca sulla glicosilazione O-tipo mucina e gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	B3GNT6 Rabbit pAb
Note/Alias	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	192134
Gene ID	192134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-200 del B3GNT6 umano (NP_619651.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Ratto
SWISS	Q6ZMB0
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio