


Anticorpo Policlonale Anti-Bat3/Bag6 Per Wb, Elisa - P46379

Numero articolo: CM0020734



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BAT3/BAG6 umano, validato per Western blot ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio del controllo qualità delle proteine, dell'apoptosi e delle risposte immunitarie. UniProt P46379.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BAT3/BAG6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Specie	Umano
GeneID (umano)	7917
GeneID	7917
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46379
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio