


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bcap29 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Numero articolo: CM0030881



introduzione

BCAP29 Rabbit pAb rileva BCAP29 (proteina associata al recettore delle cellule B 29) umana, di topo e di ratto in WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per studiare il trasporto ER-Golgi e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCAP29 Rabbit pAb
Note/Alias	B29; BAP29; BCAP29
Specie	Umana
GeneID	55973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-241 di BCAP29 umana (NP_061332.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHQ4
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio