

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcl-2 [Convalidato Kd] Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Numero articolo: CM0003806



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Bcl-2 di alta qualità [Convalidato KD] convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Bersaglia il regolatore dell'apoptosi Bcl-2 umano (P10415). Ideale per ricerche sul cancro, studi sull'apoptosi e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Bcl-2 Rabbit mAb
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Specie	Umana
GeneID (Umana)	596
GeneID	596
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del Bcl-2 umano (P10415)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P10415
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio