

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Beta 2 Microglobulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Numero articolo: CM0015321



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla beta 2 microglobulina umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul MHC I e sul sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	beta 2 Microglobulina Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IMD43; beta 2 Microglobulina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	567
Gene ID	567
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-119 della beta 2 microglobulina umana (NP_004039.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P,IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61769
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio