

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Beta-Galattosidasi (GLB1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16278

Numero articolo: CM0007386



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la Beta-galattosidasi (GLB1) umana, validato per WB, IHC-P e ELISA. Adatto per la rilevazione di GLB1 nella ricerca sul lisosoma e l'elastogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Beta-galattosidasi (GLB1) Rabbit mAb
Note/Alias	GLB1; EBP; ELNR1; MPS4B; beta-galattosidasi
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	2720
Immunogeno	Proteina ricombinante della Beta-galattosidasi (GLB1) umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P16278
Peso proteico	60kDa/72kDa/76kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio