

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bhlhe41 Per Wb E Elisa - Q9C0J9

Numero articolo: CM0017841

introduzione

Anticorpo policlonale che bersaglia BHLHE41 umano (DEC2/SHARP1), validato per WB e ELISA. Rileva BHLHE41 di uomo e ratto, con un immunogeno che va dagli amminoacidi 120 al 280. Adatto per studi sul ritmo circadiano e sulla repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettaglio
Nome prodotto	BHLHE41 Rabbit pAb
Note/Alias	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79365
GeneID	79365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-280 di BHLHE41 umano (NP_110389.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9C0J9
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio