


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bif-1 Per If/Icc, Elisa - Q9Y371

Numero articolo: CM0028409



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Bif-1 di alta qualità validato per IF/ICC e ELISA. Bersaglia l'endofolina-B1 umana (SH3GLB1), un regolatore chiave della dinamica mitocondriale, dell'autofagia e dell'apoptosi. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bif-1 Rabbit pAb
Note/Altre denominazioni	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Specie	Uomo
ID gene (umano)	51100
ID gene	51100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-365 della Bif-1 umana (NP_057093.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y371
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio