


Anticorpo Monoclonale Anti-Bin1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 000499

Numero articolo: CM0003542



introduzione

Anticorpo Monoclonale Rabbit BIN1 convalidato per WB, IHC-P, ELISA su Uomo, Topo, Ratto. Ideale per lo studio della curvatura della membrana, la formazione dei tubuli T, l'endocitosi e l'attività di MYC. Adatto per la ricerca diagnostica clinica e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BIN1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	274
ID Gene	274
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-593 di BIN1 umano (NP_647601.1)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000499
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio