

Anticorpo Monoclonale Anti-Biotina Coniglio Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000021

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-biotina coniglio ad alta specificità per Western blot (WB) ed ELISA. Validato con immunogeno peptide sintetico. Ampia reattività crociata prevista. Ideale per il rilevamento della biotina nella ricerca e nei flussi di lavoro IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Biotina Coniglio
Specie	Umano
GenelD	CAS:58-85-5
Immunogeno	Peptide sintetico Biotina
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Altro (Ampio Raggio Previsto)
Spedizione	Sacca di ghiaccio