

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bmp15 Per Wb, Elisa - O95972

Numero articolo: CM0010729

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro la BMP15 umana (O95972). Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla follicologenesi e sulla crescita delle cellule della granulosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMP15 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9210
GenelD	9210
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 293-392 della BMP15 umana (O95972).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O95972
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio