

Anticorpo Policlonale Anti-Bnip2 Per Wb & Elisa - Q12982

Numero articolo: CM0024784

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana BNIP2, una proteina interagente con BCL-2/E1B 19 kDa coinvolta nella soppressione dell'apoptosi. Validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Peso molecolare previsto 36 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BNIP2 Rabbit pAb
Note/Alias	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	663
ID Gene	663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-280 di BNIP2 umana (NP_004321.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q12982
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio