


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bpgm Per Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Numero articolo: CM0029751



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la BPGM umana (bisfosfoglicerato mutasi). Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione dell'affinità per l'ossigeno e delle patologie dei globuli rossi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	BPGM Rabbit pAb
Note/Alias	DPGM; ECT8; BPGM
Specie	Uomo
GeneID (umano)	669
GeneID	669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-259 della BPGM umana (NP_001715.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07738
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio